



**KIT TECNICA SPLIT CREST
(KIT DISTRAZIONE DI CRESTA)**

serve per praticare distrazioni ossee orizzontali in creste sottili. Il kit comprende: distrattore di cresta, driver per l'avvitamento, scalpello dritto e scalpello curvo per la creazione dell'alloggiamento nell'osso. Gli scalpelli si possono utilizzare anche per frattura ossea a "legno verde".

SCALPELLO DRITTO
cod. FAL-16-001



DISTRATTORE DI CRESTA
cod. FAL-54-001

SCALPELLO CURVO
cod. FAL-16-002

