

SET SINUS LIFT

set di n. 3 strumenti in titanio di varie forme utili per lo scollamento della membrana sinusale nei casi di grande rialzo del seno mascellare.



SINUS LIFT 1

cod. FAL-68-001

SINUS LIFT 2

cod. FAL-68-002



SINUS LIFT 3

cod. FAL-68-003



SIRINGA SPINGI OSSO

grazie a questo strumento è possibile effettuare con maggiore semplicità operazioni di inserimento dell'osso o di materiali osteoconduttori nel sito prescelto.



Ø mm. Est.xInt.	cod.
1,7x1,3	FAL-1713
2,2x1,7	FAL-2217
4,0x3,0	FAL-4030
5,0x4,0	FAL-5040
6,0x5,0	FAL-6050

