



**KIT TECNICA SPLIT CREST  
(KIT DISTRACCIÓN DE CRESTA)**

sirve para practicar distracciones oseas horizontales en crestas sutiles. El kit comprende distractor de cresta, driver, cincel recto y cincel curvo para la creación del alojamiento en el hueso. Los cinceles se pueden utilizar aunque para fractura osea "lena verde".

**CINCEL RECTO**  
cod. FAL-16-001



**DISTRACCIÓN DE CRESTA**  
cod. FAL-54-001

**CINCEL CURVO**  
cod. FAL-16-002

